

Qualität und verbesserte Ausbeute



ZEUTEC

**made
in
Germany**



Der **SpectraAlyzer DAIRY** für alle Parameter!

SCHNELL, EINFACH, PRÄZISE & MODULAR

Konzipiert als modulares System ermittelt
der SpectraAlyzer DAIRY analytische Ergebnisse der
wichtigsten Qualitätsparameter innerhalb von **45 Sekunden**.

Applikationsbeispiele

- **Milch** - Fett, Protein, Laktose, Gesamtfeststoffe, Kasein, titrierbare Säuren, SNF (fettfreie Trockenmasse)
- **Milchpulver** - Feuchte, Fett, Protein, Laktose, Asche, Säure, SNF (fettfreie Trockenmasse)
- **Vormischungen und Eis** - Fett, Laktose, SNF (fettfreie Trockenmasse), MSNF (fettfreie Milchtrockenmasse), Protein
- **Butter und Aufstriche** - Feuchte, Protein, Fett, Salz
- **Joghurt** - Fett, Gesamtfeststoffe, Säure, Protein
- **Käse** - Fett, Feuchte, Kasein, SNF (fettfreie Trockenmasse)
- **Khoya** - Feuchte, Fett, Protein, Gesamtfeststoffe, Asche, Gesamtenergie
- **Sahne** - Feuchte, Fett, Protein, Gesamtfeststoffe, Asche, Gesamtenergie
- **Molke** - Fett, Feststoffe, Protein, Laktose
- **Molkenpulver** - Feuchte, Fett, titrierbare Säure, Gesamtfeststoffe, Asche
- **Panir** - Feuchte, Fett, Protein, Gesamtfeststoffe, Salz

ZEUTEC GmbH

Friedrich-Voß-Straße 11
24768 Rendsburg
Germany

T: (+49) 4331 - 136650
E: moreinfo@zeutec.de

ZEUTEC

www.spectraalyzer.com